

VERBALE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 116)

Oggi 31/07/2024 dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso il Laboratorio di Chimica stanza n. 17 del terzo piano della Sez. Chimica Ambientale del Distretto Provinciale Arta di Teramo dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA), alla presenza del seguente personale:

Dott. Giorgio Pestilli;
Per. Ind. Lorenzo Gentile;
Per. Ind. Roberto Romualdi;
Dott. Claudio Appollonio

si è proceduto alla verifica di conformità del sistema Gascromatografo abbinato allo Spettrometro di massa singolo quadrupolo con PAL System fornito dalla ditta Agilent come di seguito meglio specificato:

Gas Cromatografo GC Agilent 8890	cod. G3540A	Serial N. CN2426A114
Spettrometro di Massa MSD Agilent 5977C	cod. G7081C	Serial N. US2420RA08
PAL System RSI 85 series 2	cod. G7367-66664	Serial N. CH00708280
MassHunter con MSD Chemstation G1701FA		Authorization code HF609FCD0B
Personal Computer HP Z2 SFF G9		Serial N. CZC4137CVP
Monitor HP E22 G5 FHD		Serial N. CNK4040SQG

Al momento della esecuzione delle prove di funzionamento l'apparecchio è risultato completo, funzionante, esente da fenomeni bloccanti evidenti, conforme alle caratteristiche tecniche richieste e rispondente alle aspettative prestazionali.

Collaboratore Tecnico Professionale

Dott. Giorgio Pestilli

Assistente Tecnico

Lorenzo Gentile

Assistente Tecnico

Roberto Romualdi

Assistente Tecnico

Dott. Claudio Appollonio

Il Direttore del Distretto
Dott.ssa Luciana Di Croce

TERAMO GC-MS + SPME
IN ARRIVO IL 12/07/24

 **Agilent Technologies**

DISTINTA DI SPEDIZIONE

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE**Destinatario:**

Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
TERAMO TE 64100
Italia

Data consegna 08/07/2024

☒ idoneo ☐ non idoneo

Corrispondenza alla qualità

☒ idoneo ☐ non idoneo

Corrispondenza al tipo di prodotto

☒ idoneo ☐ non idoneo

All'attenzione di:

Pierino Di Pietro tel 08612565500

Ordine cliente #:

TD 4461322

**Indirizzo cliente:**

Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
TERAMO TE

**Nominativo da contattare:**

Pierino Di Pietro

Telefono: 08612565500

CIG: B2323C5CDD

CUP: I83C22000640005

Comments:

INFORMAZIONI DI SPEDIZIONE**Mittente:**

Agilent Technologies Deutschland GmbH
c/o Logistics Group International
Vorpommernstr. 2
D-68775 KETSCH

Si riceve con riserva di controllo qualità, quantità,
condizioni di trasporto

☒ idoneo ☐ non idoneo

Order No. 0312984578

Delivery No:

0417557108

08/07/2024

Numero riferimento spedizione:

878347783

T2L Code:

DP

Incoterm:

DDP Destination

Spedizioniere:

TNT EXPRESS GMBH

Data spedizione:

10-JUL-2024

Heart Order:

Order No	Delivery No	Quantità	UoM	Codice Prodotto	Descrizione dei beni	Box Peso	Box No
1000	1000	1	EA	G7076CA	Pacchetto MSD EI 5977C		
					Pump Options (001, 002) : Turbo Pump (002) (#002) Choose GC : MS for 8890 GC (245) (#245) Ship-to Country : Italy		
		1	EA	9301-0892	Siringa, 5 ul dritta, FN 23/42/HP CoO: MY	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7077-60005	GCMS Install Ship Kit CoO: US	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7077-60006	GCMS Customer Maintenance Ship Kit CoO: US	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7078-64010	GC/MS Hardware User Info	62.0 KG	44510790

**Agilent Technologies*****DISTINTA DI SPEDIZIONE*****Destinatario:**
Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
TERAMO TE 64100
Italia**Ordine cliente #:** TD 4461322**Order No:** 0312984578**Delivery No:** 0417557108

Order No	Delivery No	Quantità	UoM	Codice Prodotto	Descrizione dei beni	Box Peso	Box No
		1	EA	G5880-64047	CoO: US Desktop LAN Switch	62.0 KG	44510790
		1	EA	393706201	CoO: CN ALUMINUM OXIDE POWDER, 100g	62.0 KG	44510790
		1	EA	5188-5347	CoO: US Standard di controllo OFN NCI 100 fg/uL	62.0 KG	44510790
		1	EA	5188-5348	CoO: US Standard di controllo OFN EI, 1 pg/uL	62.0 KG	44510790
		1	EA	8121-3135	CoO: US CBL-ASSY Cat6a-8 RJ45/RJ45 26AWG PVC 7ft	62.0 KG	44510790
		1	EA	G1099-80039	CoO: VN Filtro nebbie olio,filet 3/8 BSP maschio	62.0 KG	44510790
		1	EA	G1680-63540	CoO: US 21.5 inch Widescreen LCD Monitor SN: CNK4040SQG	62.0 KG	44510790
		1	EA	G1680-64578	CoO: CN PC Kit - MSD Software English SN: CZC4137CVP	62.0 KG	44510790
		1	EA	G1680-63ABA	CoO: CZ English Keyboard	62.0 KG	44510790
		1	EA	G1701-64230	CoO: CN GCMSD Familiarization - MassHunter	62.0 KG	44510790
		1	EA	G1701-64600	CoO: US GCMSD Software Kit English SN: HF609FCD0B	62.0 KG	44510790
		1	EA	G3450-60019	CoO: US MSD to GC LVDS Cable	62.0 KG	44510790
		1	EA	G3870-00015	CoO: CN Duo 2.5s and DS-42 Pump Oil Pan	62.0 KG	44510790
		1	EA	G3870-60030	CoO: US High Vacuum Gauge Kit SN: 24D00600	62.0 KG	44510790

**Agilent Technologies*****DISTINTA DI SPEDIZIONE*****Destinatario:**Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
TERAMO TE 64100
Italia**Ordine cliente #:** TD 4461322**Order No:** 0312984578**Delivery No:** 0417557108

Order No	Delivery No	Quantità	UoM	Codice Prodotto	Descrizione dei beni	Box Peso	Box No
		1	EA	G4600-64006	CoO: US GC And GC/MS User Manuals and Tools SN: DEW0946179	62.0 KG	44510790
		1	EA	G4600-64400	CoO: DE GC and GCMS elntro SW Kit SN: DEW0960057	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7077-80056	CoO: DE New-Duo 3 Rvp (230v) SN: 22157797	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7078-64131	CoO: DE 5977C Std Turbo MSD SN: US2420RA08	45.0 KG	44510970
		3	EA	8120-6978	CoO: US Pwr Cord IT/CL C13 250V 10A 2.5m	62.0 KG	44510790
		1	EA	8121-1029	CoO: AT Pwr Cord EU/SA/NL/AF/AS C5 250V 2.5A 2m CoO: HU	62.0 KG	44510790
2000	2000	1	EA	G2591C	5977 Extractor Ion Source Assembly (Xtr)		
		1	EA	G3870-67720	Extraction Source Assy CoO: US	62.0 KG	44510790
3000	3000	1	EA	G3540A	Sistema GC Agilent 8890 personalizzato MSD interface(201,202,204,207) : MSD interface (201) (#201) Inlet 1 : 100psi inert cap S/SI (114) (#114) Front Inlet (info Only) Country of Origin : China		
		1	EA	G3540-60000	Agilent 8890 GC System. Made In China	65.0 KG	44510972

continua

Pagina 3 di 6



Agilent Technologies

DISTINTA DI SPEDIZIONE

Destinatario:
Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
TERAMO TE 64100
Italia

Ordine cliente #: TD 4461322

Order No: 0312984578

Delivery No: 0417557108

Order No	Delivery No	Quantità	UoM	Codice Prodotto	Descrizione dei beni	Box Peso	Box No
		1	EA	G3453-60518	SN: CN2426A114 CoO: CN Ultra Inert 100 psi SSL Ship Kit	62.0 KG	44510790
		1	EA	G4600-64400	CoO: US GC and GCMS eIntro SW Kit SN: DEW0960056	62.0 KG	44510790
		1	EA	19091S-433UI-KEY	CoO: DE HP-5MS UI 30m,0,25mm,0,25um con SmartKey SN: US4427154H	62.0 KG	44510790
		1	EA	CP179880	CoO: US Kit Gas Clean per sistemi GC 8890 e 8860	62.0 KG	44510790
		1	EA	G3450-60599	CoO: NL 8890 MSD Shipping Kit	62.0 KG	44510790
		1	EA	8120-8621	CoO: CN Power Cord, Europe, C19, 16 amp CoO: GB	62.0 KG	44510790
4000	4000	1	EA	G7367B	PAL3 Serie II RSI 85 Mounting Hardware (201-208) : 8890/8860 Deck Mount (206) (#6)) PAL3 SPME Arrow(323-325) : PAL3 SPME Arrow for 8890/8860 (#860) Racks (401-403) 15 10/20ml vial rack,3pk (402) : Qty 1 Ship-to Country : Italy		
		1	EA	G7367-66664	PAL RSI 85 system for liquid injection SN: CH00708280	25.0 KG	44510969
		1	EA	G7366-68000	CoO: CH PAL3 Liquid Consumable Kit	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7388-64000	CoO: US PAL3 Control SW Kit SN: DEW0959972	62.0 KG	44510790
					CoO: DE		

continua

Pagina 4 di 6

**Agilent Technologies*****DISTINTA DI SPEDIZIONE*****Destinatario:**Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
TERAMO TE 64100
Italia**Ordine cliente #:** TD 4461322**Order No:** 0312984578**Delivery No:** 0417557108

Order No	Delivery No	Quantità	UoM	Codice Prodotto	Descrizione dei beni	Box Peso	Box No
		1	EA	G7371-67003	PAL3 Mtg kit for 6689/7890/8860/8890, CoO: CH	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7379-60025	3 pk, Sample Rack (VT15) for 15 10/20 mL CoO: CH	62.0 KG	44510790
		1	EA	G3450-67638	Support-8890 SSL Top Assy Large ID Inert CoO: CN	62.0 KG	44510790
		1	EA	G3450-60113	Removable Detector Top Cover Assy CoO: CN	62.0 KG	44510790
		1	EA	G7377-66666	PAL3 SPME Arrow SN: 705439 CoO: CH	62.0 KG	44510790
		1	EA	8121-1226	Pwr Cord EU/RU/KR C13 250V 10A 2m CoO: AT	62.0 KG	44510790
5000	5000	1	EA	G7374A	Stazione condizion fibra/Arrow SPME PAL		
		1	EA	G7380-60001	PAL3 SPME + SPME ARROW Condition Station SN: 700728 CoO: CH	62.0 KG	44510790
		1	EA	8120-6978	Pwr Cord IT/CL C13 250V 10A 2.5m CoO: AT	62.0 KG	44510790
6000	6000	1	PK	5610-5862	Smart SPME Arrow 1,1mm: PDMS CoO: CH	62.0 KG	44510790
7000	7000	1	PK	5183-4703	Inserito i. diretta, d.i. 2mm disatt. (5) CoO: US	62.0 KG	44510790
8000	8000	1	EA	122-9632	DB-17MS 30 m, 0,25 mm, 0,25 um	62.0 KG	44510790

continua

Pagina 5 di 6



Agilent Technologies

DISTINTA DI SPEDIZIONE

Destinatario:

Arta Abruzzo
Pza Martiri Pennesi 29
TERAMO TE 64100
Italia

Ordine cliente #: TD 4461322

Order No: 0312984578

Delivery No: 0417557108

Order No	Delivery No	Quantità	UoM	Codice Prodotto	Descrizione dei beni	Box Peso	Box No
----------	-------------	----------	-----	-----------------	----------------------	----------	--------

SN: US4309814H

CoO: US

Funct

No Customer Payment Details for this Delivery

La merce e' trasportata in accordo alle condizioni di trasporto C.M.R.

Al ricevimento della spedizione verificare la corrispondenza fra la quantita' e la marcatura dei colli sul documento di trasporto del vettore e la distinta di spedizione posta sui colli stessi.

In caso di danni di trasporto apparenti, fare subito le riserve al trasportatore al momento della consegna , entro 8 giorni se danno occulto.

Queste merci, tecnologia o software sono esportate in accordo ai requisiti normativi.

Deviazioni in contrasto con la legge degli Stati Uniti e dell'Unione Europea sono proibite.

TOTALE COLLI: 4

PESO TOTALE:

197.000 KG

***** FINE DISTINTA DI SPEDIZIONE**

Pagina 6 di 6